

BTY-ZC-989F PARAFINERO MODELO ZC-989F



DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Fabricado a base de plástico.
Interior de acero inoxidable.
Cuenta con regulador de temperatura.

Especificaciones:

Temperatura: 55°C - 65°C

Potencia: 150 W.

Capacidad: 2700 ml.

Ajuste de temperatura en dos posiciones.

Voltaje: 110V ~ 50Hz

Peso: 2.8 Kg.

Dimensiones: 35 x 26 x 19 cm.

USO

Diseñado para aplicar terapia con parafina.

Mantiene la cera a una temperatura adecuada para su uso.

Se utiliza en la rehabilitación de lesiones así como en tratamientos cosméticos para la piel.

La parafina tiene acción térmica al ceder calor por conducción.

Los efectos fisiológicos de la parafinoterapia son los mismos que los de otras formas de calor exógeno o superficial.

Ideal para el cuidado de la piel de las manos, pies y rostro, brindándole una apariencia suave, fresca y más saludable.

Por el efecto del calentamiento, la piel obtiene los beneficios de las vitaminas y el colágeno con mayor eficacia.

Para pieles secas, envejecidas y ásperas.

Ayuda a eliminar las células muertas y estimula la circulación sanguínea.

Su diseño permite que pueda ser utilizado en pies y manos.

PUNTO DE VENTA

Elaborado con materiales de la más alta calidad.

Ideal para su uso en centros de rehabilitación, clínicas de belleza y el hogar.

Elaborado por Beauty RMT, empresa dedicada a la investigación y desarrollo de productos destinados al cuidado de la salud y la belleza.

Sus productos cuentan con la certificación (CE) Comunidad Europea y (3C) China Compulsory Certificate (CCC).