

HBI-SL-882 ELECTROESTIMULACIÓN TRANSCUTANEO



DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Electroestimulador transcutáneo.
Incluye programas para TENS, EMS y Masaje.
2 canales independientes
Manual de programación.
50 programas preestablecidos.

ESPECIFICACIONES

Pantalla LCD retro iluminada.
Dimensiones: 130 x 70 x 28 mm
Ancho de pulso: 100 μ S ~ 500 mS
Frecuencia de pulso: 1-120 Hz
Rango de pulso: 1-150 Hz
Fuerza de pulso: 1-150 V
Fuente de poder: 3 baterías AAA
Ancho de pulso: 40-250 μ S
Salida de voltaje: máx. 99 Vpp, basados en 500 Ohm de carga \pm .10%
Tiempo de tratamiento: 5-90 minutos, 5 minutos por intervalo
Fuerza de pulso: 0-15 etapas ajustables

USOS

Ideal para el tratamiento de Belleza, Masaje y Entrenamiento.
La terapia con TENS (Estimulación Electro-Nerviosa Transcutáneo), no es invasiva, es libre de drogas y no adictiva. Ayuda a la reducción de medicamentos para manejar el dolor así como otros narcóticos.
La terapia con EMS (Estimulación Eléctrica Muscular), es utilizada para prevenir o reducir la atrofia muscular, es decir, la debilidad y pérdida de fuerza muscular. Ayuda al manejo del dolor relacionado con los músculos.

PUNTO DE VENTA

Diseño innovador y sofisticado.
Fácil de utilizar.
Es ideal para llevar a cualquier parte, gracias a su tamaño.