

MGT-0399 RECIPIENTE CON TAPA PARA ALGODÓN 62 X 82 MM



DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Recipiente con Tapa para Algodón.
Fabricado con acero inoxidable. (18/8)
Incluye tapa con asa.
Esterilizable.

ESPECIFICACIONES.

Dimensiones: 62 x 82 mm.
Color: Plata.

USO

Diseñado para desechar las torundas que ya han sido utilizadas o para almacenarlas facilitando su acceso durante la consulta o análisis clínico.

PUNTO DE VENTA

Material de primera calidad.
Fabricado en una sola pieza, sin uniones, lo que evita que se reproduzcan bacterias.
Práctico y fácil de limpiar.
Reutilizable y esterilizable.
Elaborado por Siam Intermagnate, líder en fabricación y exportación en utensilios médicos de acero inoxidable.
Cuenta con ISO 9001:200, ISO 13485:2003 y Servicio de Acreditación del Reino Unido (UKAS)