

PGT-RAED DESFIBRILADOR RESCUE LIVE AED (SAM)



DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Desfibrilador externo semi-automático portátil.

Para adulto y pediátrico.

Instrucciones por voz para operaciones de reanimación cardiaca.

Trata Fibrilación Ventricular (VF) y Taquicardia Ventricular (VT).

Cuenta con botón de descarga, botón de información y botón de encendido/apagado.

Incluye: Paletas auto-adheribles desechables para adulto, Batería desechable, Mochila de transporte y Manual en español.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones: 80 mm x 300 mm x 270 mm.

Peso total: 2.2 Kg.

Batería desechable de 12 V (DC), 4.2A (dióxido de manganeso) de larga duración.

Capacidad de 200 descargas a 150 J con la batería nueva.

4 horas de uso continuo.

Indicación por voz en español.

Temperatura de funcionamiento -5° ~ 55°.

De almacenamiento: -20° ~ 70°.

Modo de operación: Semiautomático.

Forma de onda: Bifásica exponencial truncada.

Carga: 200 J fijos.

Tiempo entre descargas: Menos de 20 segundos.

Control de carga: Automático por software de detección de arritmias.

Aislamiento eléctrico del paciente tipo BF.

USO

Diseñado para uso dentro y fuera del hospital.

Administra una descarga eléctrica al corazón a través de la pared torácica.

Perfecto para el análisis del ritmo cardiaco del paciente.

Determina cuando es necesaria la desfibrilación y administra la descarga al nivel de la intensidad apropiada.

PUNTO DE VENTA

Elaborado con la más alta calidad y tecnología.

A prueba de agua.

Ideal para sala de choque, sala de emergencias, quirófano, ambulancias y primero auxilios.

Diseño ergonómico y aprueba de impactos.

Compacto y ligero.

La norma IEC 60601-1-2-4; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2; AAMI DF 39; Clase II, tipo BF

Marca CE 93/42 CEE de dispositivos médicos.