

SLI-HS-50A BAUMANOMETRO ANEROIDE MEDSTAR CON ESTETOSCOPIO DE UNA CAMPANA



DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Baumanómetro Aneroide.

Manómetro de aleación de aluminio especial.

Brazalete de nylon clásico.

Cámara de aire de PVC de dos tubos para adulto.

Pera de PVC estándar.

Válvula liberadora de aire grande con muelle.

Válvula de alivio de la bombilla cónica.

Estetoscopio de una campana.

Campana fabricada a base de aluminio anodizado.

Tubo único de PVC.

Olivas suaves y blancas.

Estuche de nylon con cierre.

ESPECIFICACIONES

Escala: 0 a 300 mmHg.

Brazalete para Adulto.

Membrana: 4.7 cm.

Incluye: 1 par de olivas y 1 membrana de repuesto.

Colores Disponibles: Negro, Gris, Azul, Rosa y Morado.

USOS

Permite monitorear la presión arterial de los pacientes en la consulta médica o durante su estancia en el hospital.

Diseñado para escuchar los sonidos internos del cuerpo humano durante la auscultación o examen físico.

PUNTOS DE VENTA

Elaborado con materiales de calidad que garantizan una larga vida útil.

Es fácil de utilizar y ofrece una lectura certera del nivel de presión arterial.

Brazalete ajustable a las necesidades del usuario.

Estetoscopio altamente sensible a los sonidos permitiendo realizar auscultaciones certeras.

Ligero y práctico por lo que puede ser transportado con facilidad y usado en diversos lugares.

Ideal para ser utilizado por médicos, estudiantes, enfermeras, etc.

El estuche resguarda el producto facilitando su transporte.

Alta calidad, para un mejor cuidado de la salud.