

## SLI-HS-70D BAUMANOMETRO ANEROIDE MEDSTAR EN PEDESTAL



### DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Baumanómetro aneroide de pared.  
Brazalete de nylon con anillo D.  
Ajuste de 180 grados para una fácil lectura.  
Cámara de látex de dos tubos para adulto.  
Pera de látex estándar.  
Válvula liberadora de aire con muelle.  
Válvula de alivio estándar.  
Canasta de metal para colocar el brazalete.  
Mecanismo preciso.  
Tubo en espiral de PVC.  
Base de plástico de 5 ruedas con freno.  
Conector de plástico.

### ESPECIFICACIONES

Escala: 0 a 300 mmHg.  
Longitud del cable en espiral: 1.8 m  
Diámetro del manómetro: 14.7 cm.  
Altura ajustable: 95-135 cm.

### USOS

Ofrece una medición precisa e inmediata a través de su sistema de compresión por medio del brazalete.  
Permite monitorear la presión arterial de los pacientes en la consulta médica o durante su estancia en el hospital.

### PUNTOS DE VENTA

Elaborado con materiales de calidad que garantizan una larga vida útil.  
Es fácil de utilizar y ofrece una lectura certera del nivel de presión arterial.  
Brazalete ajustable a las necesidades del usuario.  
Su cable en espiral de 1.8 m. ofrece una amplia movilidad para facilitar su uso.  
Manómetro grande que ofrece una excelente visibilidad aún a distancia.  
Su base con ruedas permite trasladarlo de un lugar a otro con facilidad.  
Ideal para ser utilizado por médicos, estudiantes, enfermeras, etc.  
Alta calidad, para un mejor cuidado de la salud.