

ZON-A5 OXÍMETRO PARA DEDO CON PANTALLA A COLOR



DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Oxímetro a color.
Función de alarma visual.
Sondeo en tiempo real.
Bajo consumo de energía.
30 horas continuas de trabajo.
Indicador de baja tensión.
Apagado automático cuando no hay señal.
Fiable precisión y durabilidad.
Tecnología de impresión UV.

ESPECIFICACIONES

Pantalla OLED de dos colores, cuatro modos de pantalla.
4 Direcciones de pantalla automáticamente.
Perfusión Low $\leq 0,4\%$.
Rango de SPO2: 70-99%
Rango de Pulsaciones por minuto: 30-240bpm.
Resolución: +/-1% para SPO2 y para las pulsaciones.
Baterías 2 pilas AAA
Peso: 50g. (Incluyendo las baterías)

Opción de colores en Rosa y Verde.

USO

Su uso permite el monitoreo continuo e instantáneo de la oxigenación: la detección temprana de hipoxia antes de que ocurran otros signos como cianosis, taquicardia o bradicardia. Es de gran ayuda pues reduce la frecuencia de punciones arteriales y el análisis de gases sanguíneos en el laboratorio. Detecta el descenso de los niveles de saturación de oxígeno antes de que ocurra algún daño.

PUNTO DE VENTA

Fabricado con la más alta tecnología.
Pequeño y ligero, cómodo de llevar.
Cuenta con certificados ISO 9001:2000, ISO 9001:13485 y TUV.